

ERGA LINGETTES SR

DESINFIOINTILIINA ELINTARVIKETEOLLISUUDELLE

TUOTEKUVAUS

Kvatiton, alkoholipohjaisella desinfiointiaineella kyllästetty kuitukangasliina. Pintoja ei tarvitse välttämättä huuhtoa käytön jälkeen. Voidaan käyttää elintarviketeollisuudessa pintojen ja tarvikkeiden puhdistukseen ja desinfiointiin, erityisesti maitotuotteiden valmistuksen yhteydessä. Sopii kaikille materiaaleille. Pleksilasin kestävyys on testattava etukäteen.

KÄYTTÖKOhteet

Puhdistaa ja desinfioi leikkuulaitteet, veitset, siivutuskoneet, säilytystilat, jääkaapit, astiat, vuuat, likaantuneet tai rasvaiset pinnat, ruokailuvälineet, lautaset, lasit jne.

KÄYTTÖOHJE

Käyttövalmis desinfiointiliina. Avaa ensimmäisellä käyttökerralla kansi, poista suojafolio ja vedä keskimmäinen liina kannen aukon läpi. Puhdistetut pinnat pyyhittään liinoilla (10 liinaa/m²). Annetaan vaikuttaa 5 minuutin ajan. Käsitellyjä pintoja ei tarvitse huuhtoa. Käytetty liina hävitetään talousjätteenä. Sulje astia huolellisesti käytön jälkeen. Säilytys +5... +35°C. Tuote on tarkoitettu ammattikäyttöön.

Bakteerit: NF EN 1040 (5 min, 20 °C), NF EN 1276 (5 min, 20 °C), EN 13697 (5 min, 20 °C).

NF EN 1276 Salmonella typhimurium ja Listeria monocytogenes: (5 min, 20 °C, puhtaat olosuhteet).

Hiivat: NF EN 1275 Candida albicans (5 min, 20 °C).

Sienet: EN 1650 (15 min, 20 °C), EN13697 (5 min, 20 °C)

Virukset: H1N1 ja Rotavirus: NF EN 14476 (5 min, 20 °C, puhtaat olosuhteet).

Tehoaine: Etanoli (CAS 64-17-5), 540 g/kg (TP4)



KOODI: 120-OH0913

Tuote on tarkoitettu ammattikäyttöön.

Käytä biosideja turvallisesti. Lue aina etiketti ja valmistetiedot ennen käyttöä.

ORAPI NORDIC OY AB

Salpakuja 6 – 01200 Vantaa – SUOMI FINLAND

Tel. +358 (0)9 894 6430 – E-mail: sales@orapinordic.net

Y-tunnus 1754659-5 – www.orapinordic.net

ORAPI
GROUP