

SEPTIK 360

BIONEDBRYTANDE MEDEL FÖR SEPTIKTANKAR OCH KEMISKA TOALETTER



FÖRDELAR

- Neutralt Ph
- Miljövänligt
- Snäll mot känsliga ytor
- Högkoncentrerad
- Fortsätter rengöra
- Högpresterande produkt
- Elimineras dålig lukt
- Utan giftiga ångor

FYSIKALISK-KEMISKA EGENSKAPER

Utseende: blå vätska
Parfym: mint
Densitet: 1.00 - 1.02
pH : 7.00 - 8.00

FÖRPACKNING

Dispenserflaska 1L - art. OR3602



Produkten är avsedd för yrkesmässigt bruk. För mer information hänvisas till säkerhetsdatabladet.

SEPTIK 360 är inte CLP-klassad för de doseringar som används.

UNE MARQUE
ORAPI
GROUP

ANVÄNDNING

Bioteknologisk produkt för behandling av septiktankar och kemiska toaletter (toaletter på byggarbetsplatser, marknader, båtar, husbilar...).

Motverkar problem med lukter och risk för tilltäppning eller överfyllning genom att bryta ner organiskt material, toalettpapper, oljor och fetter...

BRUKSANVISNING

SEPTIK 360 är en användningsklar produkt.

Septiktankar: håll dosen SEPTIK 360 i toalettstolen och spola sedan.

Bostadsanläggningar		Kommersiella anläggningar	
Förebyggande användning			
Dosering	Frekvens	Dosering	Frekvens
1 till 2 l	3 månader	2 l	1 månad
Avhjälpande behandling			
Dosering	Frekvens	Dosering	Frekvens
1 till 1,5 l	1 månad	4 l	1 månad

Kemiska toaletter: töm och rengör reservoaren. Tillsätt den föreskrivna utgångsmängden vatten. Tillsätt 5 ml SEPTIK 360 för varje liter som ryms i uppsamlingstanken (50ml / 10L, 250ml / 50L, 500ml / 100L).

ORAPI® Nordic AB

Vaksala Eke, Hus C
755 94 UPPSALA
Telefon: 018-50 60 10 – Fax: 018-50 09 10
www.orapi.se